



Descripción del artículo

Número de pedido	70.1181
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 1.000 µl, transparente, adecuada para pipetas MLA, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Indicado para	pipetas MLA
Volumen de trabajo	1.000 µl
Filtro	no
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Volumen máx.	1000 µl
Longitud del producto	86 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	5000
unidades / pallet	180000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0475 cbm
Peso del producto	0.0007 kg
Peso de la caja	4.41 kg
EAN de la caja interna	4038917085656

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Punta de pipeta, 1.000 µl, transparente, 250
unidades/bolsa

Página 2

EAN de la caja

4038917004299

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-23

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT