



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	70.1183.002
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 5 ml, transparente, anillos de nivel de llenado, adecuada para Eppendorf, 250 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Indicado para	Eppendorf
Volumen de trabajo	5 ml
Filtro	no
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Volumen máx.	5 ml
Longitud del producto	123 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Especificaciones del producto**  
**Punta de pipeta, 5 ml, transparente, 250**  
**unidades/bolsa**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 2500  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 250  
unidades / caja 2500  
unidades / pallet 25000  
Volumen de la caja 0.0966 cbm  
Peso del producto 0.0026 kg  
Peso de la caja 7.3 kg  
EAN de la caja interna 4038917126458  
EAN de la caja 4038917574594

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2022-10-07

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**