




Especificaciones del producto
Punta de pipeta, 1.250 µl, transparente,
Biosphere® , 96 unidades/caja

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	70.1186.200
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 1.250 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, Biosphere® , adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson y Brand y modelos de similares características, 96 unidades/caja

Características del producto

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	1.250 µl
Filtro	no
Codificar color	azul

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Punta de pipeta, 1.250 µl, transparente,
Biosphere® , 96 unidades/caja

Dimensiones

Volumen máx.	1250 µl
Longitud del producto	103 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	Biosphere®
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	768
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	96
unidades / caja	768
unidades / pallet	79872
Profundidad de la caja	270 mm
Ancho de la caja	121 mm
Altura de la caja	413 mm
Volumen de la caja	0.0135 cbm
Peso del producto	0.0026 kg
Peso de la caja	2 kg
EAN de la caja interna	4038917160377
EAN de la caja	4038917160360

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

