



Descripción del artículo

Número de pedido	70.1186.410
Descripción del artículo	Punta con filtro, volumen de trabajo: 1.250 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, adecuada para pipetas de 1.000 µl y pipetas multicanal de 1.200 µl, 384 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Indicado para	pipetas de 1.000 µl y pipetas multicanal de 1.200 µl
Volumen de trabajo	1.250 µl
Filtro	sí
Codificar color	azul

Dimensiones

Volumen máx.	1250 µl
Longitud del producto	103 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Punta con filtro, 1.250 µl, transparente, PCR
Performance Tested, 384 unidades/bolsa

Página 2

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del filtro	Polietileno (PE)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	3840
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	384
unidades / caja	3840
unidades / pallet	134400
Volumen de la caja	0.0374 cbm
Peso del producto	0.0011 kg
Peso de la caja	4.82 kg
EAN de la caja interna	4038917126502
EAN de la caja	4038917080361

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-10-07

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT