



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 70.1186.410 |
| Descripción del artículo | Punta con filtro, volumen de trabajo: 1.250 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson y Brand y modelos de similares características, 384 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|--------------------|--|
| Graduación | sí |
| Indicado para | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson y Brand y modelos de similares características |
| Volumen de trabajo | 1.250 µl |
| Filtro | sí |
| Codificar color | azul |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Punta con filtro, 1.250 µl, transparente, PCR
Performance Tested, 384 unidades/bolsa

Página 2

Dimensiones

Volumen máx. 1250 µl
Longitud del producto 103 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material del filtro Polietileno (PE)

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza PCR Performance Tested
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 3840
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 384
unidades / caja 3840
unidades / pallet 134400
Profundidad de la caja 343 mm
Ancho de la caja 248 mm
Altura de la caja 438 mm
Volumen de la caja 0.0373 cbm
Peso del producto 0.0011 kg
Peso de la caja 4.82 kg
EAN de la caja interna 4038917126502
EAN de la caja 4038917080361

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-24

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT