



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	70.1187.101
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 10 ml, transparente, adecuada para Eppendorf, Gilson y Brand y modelos de similares características, 25 unidades/caja

### **Características del producto**

Graduación	no
Indicado para	Eppendorf, Gilson y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	10 ml
Filtro	no
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Volumen máx.	10 ml
Longitud del producto	144 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Especificaciones del producto**  
**Punta de pipeta, 10 ml, transparente, 25**  
**unidades/caja**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 250  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 25  
unidades / caja 250  
unidades / pallet 7500  
Volumen de la caja 0,0316 cbm  
Peso del producto 0,0125 kg  
Peso de la caja 3,63 kg  
EAN de la caja interna 4038917126526  
EAN de la caja 4038917080422

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-12-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**