


Especificaciones del producto Punta de pipeta, 10 ml, azul, 25 unidades/caja

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 70.1187.102

Descripción del artículo Punta de pipeta, volumen de trabajo: 10 ml, azul, anillos de

nivel de llenado, adecuada para Sarpette® M, 25

unidades/caja

Características del producto

Graduación sí

Indicado para Sarpette[®] M

Volumen de trabajo 10 ml Filtro no Autoclavable (máx. °C) 121 °C

Dimensiones

Volumen máx. 10 ml Longitud del producto 144 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto Punta de pipeta, 10 ml, azul, 25 unidades/caja

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Color del producto azul

Pureza y certificación

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 250 Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 25 unidades / caja 250 unidades / pallet 7500 Profundidad de la caja 603 mm Ancho de la caja 303 mm Altura de la caja 152 mm Volumen de la caja 0.0278 cbm Peso del producto 0.0128 kg Peso de la caja 3.6 kg

EAN de la caja interna 4038917951494 EAN de la caja 4038917951500

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

