



Descripción del artículo

Número de pedido	70.1189.215
Descripción del artículo	Punta con filtro, volumen de trabajo: 200 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, Biosphere® , adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson y Finnpiquette y modelos de similares características, 96 unidades/caja

Características del producto

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson y Finnpiquette y modelos de similares características
Volumen de trabajo	200 µl
Filtro	sí
Codificar color	amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Dimensiones

Volumen máx.	200 µl
Longitud del producto	77 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del filtro	Polietileno (PE)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	Biosphere®
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	960
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	96
unidades / caja	960
unidades / pallet	120960
Profundidad de la caja	241 mm
Ancho de la caja	89 mm
Altura de la caja	406 mm
Volumen de la caja	0.0087 cbm
Peso del producto	0.0014 kg
Peso de la caja	1.94 kg
EAN de la caja interna	4038917314589
EAN de la caja	4038917314572

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

