




Descripción del artículo

Número de pedido	70.1190.100
Descripción del artículo	Punta de pipeta Gelloader, volumen de trabajo: 200 µl, transparente, adecuada para las pipetas automáticas más corrientes, 96 unidades/caja

Características del producto

Graduación	no
Ejemplo de aplicación	Gelloader
Indicado para	las pipetas automáticas más corrientes
Volumen de trabajo	200 µl
Filtro	no
Codificar color	amarillo
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen máx. 200 µl
Longitud del producto 67 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 960
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 96
unidades / caja 960
unidades / pallet 103680
Profundidad de la caja 475 mm
Ancho de la caja 255 mm
Altura de la caja 100 mm
Volumen de la caja 0.0121 cbm
Peso del producto 0.0015 kg
Peso de la caja 1.73 kg
EAN de la caja interna 4038917344593
EAN de la caja 4038917344586

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

