



## Descripción del artículo

Número de pedido	70.1193.150
Descripción del artículo	Punta con filtro, volumen de trabajo: 1.000 µl, negra, adecuada para aplicación en aparatos SARSTEDT IVARO AP, 480 unidades/blíster

## Características del producto

Indicado para	aplicación en aparatos SARSTEDT IVARO AP
Volumen de trabajo	1000 µl
Filtro	sí

## Dimensiones

Volumen máx.	1000 µl
Longitud del producto	95 mm

## Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	negra

## Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto para diagnóstico in vitro
Certificación CE	Proveedor CE > no Sarstedt CE
Con lotes	sí

## Presentación

Pedido mínimo	3840
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	3840
unidades / caja	3840
unidades / pallet	61440
Volumen de la caja	0,0754 cbm
Peso del producto	0,0013 kg
Peso de la caja	7,9 kg
EAN de la caja interna	4038917434768
EAN de la caja	4038917434751

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

