



## Descripción del artículo

Número de pedido	70.1193.350
Descripción del artículo	Punta con filtro, volumen de trabajo: 300 µl, negra, adecuada para aplicación en aparatos SARSTEDT IVARO AP, 480 unidades/blíster

## Características del producto

Indicado para	aplicación en aparatos SARSTEDT IVARO AP
Volumen de trabajo	300 µl
Filtro	sí

## Dimensiones

Volumen máx.	300 µl
--------------	--------

## Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	negra

## Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	Proveedor CE
Con lotes	sí

## Presentación

Pedido mínimo	3840
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	480
unidades / caja	3840
unidades / pallet	61440
Profundidad de la caja	488 mm
Ancho de la caja	430 mm
Altura de la caja	325 mm
Volumen de la caja	0.0682 cbm
Peso del producto	0.0018 kg
Peso de la caja	6.87 kg
EAN de la caja interna	4038917898539
EAN de la caja	4038917898546

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

