




**Especificaciones del producto**  
**Punta de pipeta, 10 µl, transparente, PCR**  
**Performance Tested, Low Retention, 480**  
**unidades/StackPack**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 70.3010.110                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción del artículo | Punta de pipeta, volumen de trabajo: 10 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, Low Retention, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette y Brand y modelos de similares características, 480 unidades/StackPack |

**Características del producto**

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graduación         | sí                                                                                                   |
| Indicado para      | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette y Brand y modelos de similares características |
| Volumen de trabajo | 10 µl                                                                                                |
| Filtro             | no                                                                                                   |
| Codificar color    | gris                                                                                                 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-07

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Punta de pipeta, 10 µl, transparente, PCR**  
**Performance Tested, Low Retention, 480**  
**unidades/StackPack**

**Página 2**

**Dimensiones**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Volumen máx.          | 10 µl |
| Longitud del producto | 31 mm |

**Material y colores**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto    | transparente       |

**Pureza y certificación**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE      | CE                       |
| Estándar de pureza    | PCR Performance Tested   |
| Con lotes             | sí                       |

**Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 1920          |
| Tipo de embalaje        | StackPack     |
| unidades / caja interna | 1920          |
| unidades / caja         | 1920          |
| unidades / pallet       | 307200        |
| Profundidad de la caja  | 290 mm        |
| Ancho de la caja        | 143 mm        |
| Altura de la caja       | 225 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0093 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0004 kg     |
| Peso de la caja         | 1.69 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917894494 |
| EAN de la caja          | 4038917894500 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-07

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**