



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	70.3020
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 20 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette y Brand y modelos de similares características, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	20 µl
Filtro	no
Codificar color	gris
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen máx.	20 µl
Longitud del producto	46 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	720000
Profundidad de la caja	533 mm
Ancho de la caja	263 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0196 cbm
Peso del producto	0.0002 kg
Peso de la caja	2.19 kg
EAN de la caja interna	4038917525862
EAN de la caja	4038917525855

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

