



### Descripción del artículo

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Número de pedido         | 70.3030.305  |
| Descripción del artículo | Punta de pipeta, volumen de trabajo: 200 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, Biosphere® plus, adecuada para Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit, Brand y Socorex y modelos de similares características, 96 unidades/SingleRefill |

### Características del producto

|                        |   |
|------------------------|---|
| Graduación             | sí  |
| Indicado para          | Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit, Brand y Socorex y modelos de similares características |
| Volumen de trabajo     | 200 µl  |
| Filtro                 | no  |
| Codificar color        | amarillo  |
| Autoclavable (máx. °C) | 121 °C  |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Dimensiones**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Volumen máx.          | 200 µl |
| Longitud del producto | 51 mm  |

### **Material y colores**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto    | transparente       |

### **Pureza y certificación**

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Categoría de producto | Producto para diagnóstico in vitro |
| Certificación CE      | CE                                 |
| Estándar de pureza    | Biosphere® plus                    |
| Esterilización        | Esterilización por gas             |
| Con lotes             | sí                                 |

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 1920          |
| Tipo de embalaje        | SingleRefill  |
| unidades / caja interna | 480           |
| unidades / caja         | 1920          |
| unidades / pallet       | 115200        |
| Profundidad de la caja  | 437 mm        |
| Ancho de la caja        | 307 mm        |
| Altura de la caja       | 170 mm        |
| Volumen de la caja      | 0,0228 cbm    |
| Peso del producto       | 0,0008 kg     |
| Peso de la caja         | 5,16 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917847032 |
| EAN de la caja          | 4038917847049 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

