



Descripción del artículo

Número de pedido	70.3050.030
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 1.000 µl, negra, PCR Performance Tested, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Volumen de trabajo	1.000 µl
Filtro	no
Codificar color	azul
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Volumen máx.	1000 µl
Diámetro	9 mm
Longitud del producto	72 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Punta de pipeta, 1.000 µl, negra, PCR
Performance Tested, 500 unidades/bolsa

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto negra

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Certificado de conformidad sí
Estándar de pureza PCR Performance Tested
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 5000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 5000
unidades / pallet 180000
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 300 mm
Volumen de la caja 0.0475 cbm
Peso del producto 0.0009 kg
Peso de la caja 5.24 kg
EAN de la caja interna 4038917434614
EAN de la caja 4038917434607

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-10-07

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT