



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	70.3060.110
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 1.250 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, Low Retention, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit y Brand y modelos de similares características, 480 unidades/StackPack

### **Características del producto**

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	1.250 µl
Filtro	no
Codificar color	azul

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Punta de pipeta, 1.250 µl, transparente, PCR**  
**Performance Tested, Low Retention, 480**  
**unidades/StackPack**

**Página 2**

**Dimensiones**

Volumen máx.	1250 µl
Diámetro	9 mm
Longitud del producto	90 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificado de conformidad	sí
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	1920
Tipo de embalaje	StackPack
unidades / caja interna	1920
unidades / caja	1920
unidades / pallet	184320
Profundidad de la caja	290 mm
Ancho de la caja	267 mm
Altura de la caja	225 mm
Volumen de la caja	0.0174 cbm
Peso del producto	0.0013 kg
Peso de la caja	2.97 kg
EAN de la caja interna	4038917432238
EAN de la caja	4038917432221

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-20

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**