



### **Descripción del artículo**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Número de pedido         | 70.3060.305  |
| Descripción del artículo | Punta de pipeta, volumen de trabajo: 1.250 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, Biosphere® plus, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette y Brand y modelos de similares características, 96 unidades/SingleRefill |

### **Características del producto**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Graduación             | sí  |
| Indicado para          | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette y Brand y modelos de similares características |
| Volumen de trabajo     | 1.250 µl  |
| Filtro                 | no  |
| Codificar color        | azul  |
| Autoclavable (máx. °C) | 121 °C  |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Punta de pipeta, 1.250 µl, transparente,**  
**Biosphere® plus, 96 unidades/SingleRefill**

**Página 2**

**Dimensiones**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Volumen máx.          | 1250 µl |
| Diámetro              | 9 mm    |
| Longitud del producto | 90 mm   |

**Material y colores**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto    | transparente       |

**Pureza y certificación**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Categoría de producto      | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificado de conformidad | sí                       |
| Certificación CE           | CE                       |
| Estándar de pureza         | Biosphere® plus          |
| Esterilización             | Esterilización por gas   |
| Apirógeno                  | sí                       |
| Con lotes                  | sí                       |

**Presentación**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo              | 1920          |
| Tipo de embalaje           | SingleRefill  |
| unidades / caja interna    | 480           |
| unidades / caja            | 1920          |
| unidades / pallet          | 69120         |
| Profundidad caja interior  | 495 mm        |
| Ancho de la caja interior  | 105 mm        |
| Altura de la caja interior | 148 mm        |
| Profundidad de la caja     | 512 mm        |
| Ancho de la caja           | 325 mm        |
| Altura de la caja          | 237 mm        |
| Volumen de la caja         | 0.0394 cbm    |
| Peso del producto          | 0.0016 kg     |
| Peso de la caja            | 4.38 kg       |
| EAN de la caja interna     | 4038917432474 |
| EAN de la caja             | 4038917432467 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-20

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**