



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1562.050
Descripción del artículo	Asa de inoculación, volumen de alojamiento: 10 µl, material: PS, azul, estéril, 48 unidades/envase peel-pack

Dimensiones

Ancho del producto	6 mm
Longitud del producto	200 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	azul

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Presentación

Pedido mínimo	1920
Tipo de embalaje	envase peel-pack
unidades / caja interna	960
unidades / caja	1920
unidades / pallet	253440
Profundidad caja interior	216 mm
Ancho de la caja interior	161 mm
Altura de la caja interior	101 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	120 mm
Volumen de la caja	0,0092 cbm
Peso del producto	0,0011 kg
Peso de la caja	2,58 kg
EAN de la caja interna	4038917130882
EAN de la caja	4038917073127

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

