



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1568.050
Descripción del artículo	Aguja de inoculación, material: PS, naranja, estéril, 50 unidades/envase peel-pack

Dimensiones

Ancho del producto	4 mm
Longitud del producto	197 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	naranja

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	envase peel-pack
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	2000
unidades / pallet	264000
Profundidad caja interior	216 mm
Ancho de la caja interior	161 mm
Altura de la caja interior	101 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	120 mm
Volumen de la caja	0,0092 cbm
Peso del producto	0,0012 kg
Peso de la caja	2,79 kg
EAN de la caja interna	4038917130974
EAN de la caja	4038917023542

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

