



Descripción del artículo

Número de pedido 86.1569.001
Descripción del artículo Espátula de siembra, material: PS, azul, para sembrar suspensiones bacterianas, estéril, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Ejemplo de aplicación para sembrar suspensiones bacterianas

Dimensiones

Ancho del producto 40 mm
Longitud del producto 185 mm

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto azul

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	500
unidades / pallet	32000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0,0255 cbm
Peso del producto	0,0021 kg
Peso de la caja	3,03 kg
EAN de la caja interna	4038917130981
EAN de la caja	4038917023559

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

