

## Especificaciones del producto DishRack, altura: 370 mm, amarillo, para 88 placas de Petri de un Ø de 92 mm

Página 1



#### Descripción del artículo

Número de pedido 93.1646.002

Descripción del artículo DishRack, altura: 370 mm, material: PC, amarillo, para 88

placas de Petri de un Ø de 92 mm, 1 unidades/caja

### Características del producto

Capacidad de 88 almacenamiento

**Dimensiones** 

Altura del producto 370 mm

**Material y colores** 

Material del producto Policarbonato (PC)

Color del producto amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





# Especificaciones del producto DishRack, altura: 370 mm, amarillo, para 88 placas de Petri de un Ø de 92 mm

Página 2

#### Pureza y certificación

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1 Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 1 unidades / caja 1 unidades / pallet 108 Profundidad de la caja 383 mm Ancho de la caja 193 mm Altura de la caja 190 mm Volumen de la caja 0.014 cbm Peso del producto 1.086 kg Peso de la caja 1.35 kg

EAN de la caja interna 4038917132565 EAN de la caja 4038917030472

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

