



**Especificaciones del producto**  
**DishRack, altura: 370 mm, verde, para 88 placas de Petri de un Ø de 92 mm**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	93.1646.004
Descripción del artículo	DishRack, altura: 370 mm, material: PC, verde, para 88 placas de Petri de un Ø de 92 mm, 1 unidades/caja

### Características del producto

Capacidad de almacenamiento	88
-----------------------------	----

### Dimensiones

Altura del producto	370 mm
---------------------	--------

### Material y colores

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	verde

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-06

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**DishRack, altura: 370 mm, verde, para 88 placas de Petri de un Ø de 92 mm**

**Página 2**

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo 1  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 1  
unidades / caja 1  
unidades / pallet 108  
Profundidad de la caja 383 mm  
Ancho de la caja 193 mm  
Altura de la caja 190 mm  
Volumen de la caja 0.014 cbm  
Peso del producto 1.086 kg  
Peso de la caja 1.35 kg  
EAN de la caja interna 4038917132589  
EAN de la caja 4038917030496

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-06

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**