



Especificaciones del producto
DishRack, altura: 370 mm, transparente, para 88
placas de Petri de un Ø de 92 mm

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 93.1646
Descripción del artículo DishRack, altura: 370 mm, material: PC, transparente, para 88 placas de Petri de un Ø de 92 mm, 1 unidades/caja

Características del producto

Capacidad de almacenamiento 88

Dimensiones

Altura del producto 370 mm

Material y colores

Material del producto Policarbonato (PC)
Color del producto transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
DishRack, altura: 370 mm, transparente, para 88
placas de Petri de un Ø de 92 mm

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 1
unidades / caja 1
unidades / pallet 108
Profundidad de la caja 383 mm
Ancho de la caja 193 mm
Altura de la caja 190 mm
Volumen de la caja 0.014 cbm
Peso del producto 1.086 kg
Peso de la caja 1.35 kg
EAN de la caja interna 4038917087353
EAN de la caja 4038917030458

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

