



Especificaciones del producto
DishRack, altura: 240 mm, amarillo, para 52
placas de Petri de un Ø de 92 mm

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 93.1647.002
Descripción del artículo DishRack, altura: 240 mm, material: PC, amarillo, para 52
placas de Petri de un Ø de 92 mm, 1 unidades/caja

Características del producto

Capacidad de almacenamiento 52

Dimensiones

Altura del producto 240 mm

Material y colores

Material del producto Policarbonato (PC)
Color del producto amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-10

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
DishRack, altura: 240 mm, amarillo, para 52
placas de Petri de un Ø de 92 mm

Página 2

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	162
Profundidad de la caja	253 mm
Ancho de la caja	193 mm
Altura de la caja	190 mm
Volumen de la caja	0.0093 cbm
Peso del producto	0.617 kg
Peso de la caja	0.8 kg
EAN de la caja interna	4038917132619
EAN de la caja	4038917030526

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-10

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT