

# Especificaciones del producto DishRack, altura: 240 mm, azul, para 52 placas de Petri de un Ø de 92 mm

Página 1



#### Descripción del artículo

Número de pedido 93.1647.003

Descripción del artículo DishRack, altura: 240 mm, material: PC, azul, para 52

placas de Petri de un Ø de 92 mm, 1 unidades/caja

### Características del producto

Capacidad de 52 almacenamiento

Dimensiones

Altura del producto 240 mm

**Material y colores** 

Material del producto Policarbonato (PC)

Color del producto azul

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





# Especificaciones del producto DishRack, altura: 240 mm, azul, para 52 placas de Petri de un Ø de 92 mm

## Página 2

#### Pureza y certificación

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1 Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 1 unidades / caja 1 unidades / pallet 162 Profundidad de la caja 253 mm Ancho de la caja 193 mm Altura de la caja 190 mm Volumen de la caja 0.0093 cbm Peso del producto 0.617 kg Peso de la caja 0.8 kg

EAN de la caja interna 4038917132626 EAN de la caja 4038917030533

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

