



Especificaciones del producto
DishRack, altura: 240 mm, verde, para 52 placas de Petri de un Ø de 92 mm

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 93.1647.004
Descripción del artículo DishRack, altura: 240 mm, material: PC, verde, para 52 placas de Petri de un Ø de 92 mm, 1 unidades/caja

Características del producto

Capacidad de almacenamiento 52

Dimensiones

Altura del producto 240 mm

Material y colores

Material del producto Policarbonato (PC)
Color del producto verde

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 1
unidades / caja 1
unidades / pallet 162
Profundidad de la caja 253 mm
Ancho de la caja 193 mm
Altura de la caja 190 mm
Volumen de la caja 0.0093 cbm
Peso del producto 0.617 kg
Peso de la caja 0.8 kg
EAN de la caja interna 4038917132633
EAN de la caja 4038917030540

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

