



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	80.1301
Descripción del artículo	Hisopo, en el tubo, sin medio, (LxØ): 175 x 12 mm, material de la varilla: PS, longitud de la varilla: 131 mm, material de la torunda: viscosa, estéril, 100 unidades/caja

### **Características del producto**

Tipo de cierre	tapón a presión
Versión	en el tubo
Tipo de medio	sin medio

### **Dimensiones**

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	175 mm
Longitud incluido el tapón	175 mm
Longitud sin tapón	155 mm
Longitud con tapón y émbolo	166 mm
Longitud de la varilla	131 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Material de cierre	Poliétileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco
Material de la torunda	viscosa
Material de la varilla	Poliestireno (PS)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	32000
Profundidad de la caja	590 mm
Ancho de la caja	220 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0389 cbm
Peso del producto	0.0047 kg
Peso de la caja	5.94 kg
EAN de la caja interna	4038917086103
EAN de la caja	4038917234184

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

