



### **Descripción del artículo**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 80.1362   |
| Descripción del artículo | Hisopo, con tubo adjunto, Gel Amies con carbón, (LxØ):<br>175 x 12 mm, material de la varilla: PS, longitud de la<br>varilla: 131 mm, material de la torunda: viscosa, estéril, 1<br>unidades/blíster |

### **Características del producto**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Tipo de cierre | tapón a presión      |
| Versión        | con tubo adjunto     |
| Tipo de medio  | Gel Amies con carbón |

### **Dimensiones**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Diámetro                    | 12 mm  |
| Longitud del producto       | 175 mm |
| Longitud incluido el tapón  | 175 mm |
| Longitud sin tapón          | 155 mm |
| Longitud con tapón y émbolo | 166 mm |
| Longitud de la varilla      | 131 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Material del producto  | Polipropileno (PP)                   |
| Material de cierre     | Poliétileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre       | negra                                |
| Material de la torunda | viscosa                              |
| Material de la varilla | Poliestireno (PS)                    |

### **Pureza y certificación**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Categoría de producto | Producto sanitario |
| Certificación CE      | Proveedor CE       |
| Estándar de pureza    | estéril            |
| Esterilización        | Irradiación gamma  |
| Ficha de seguridad    | sí                 |
| Con lotes             | sí                 |

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 500           |
| Tipo de embalaje        | blíster       |
| unidades / caja interna | 50            |
| unidades / caja         | 500           |
| unidades / pallet       | 11500         |
| Profundidad de la caja  | 520 mm        |
| Ancho de la caja        | 450 mm        |
| Altura de la caja       | 220 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0515 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0113 kg     |
| Peso de la caja         | 6.62 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917086332 |
| EAN de la caja          | 4038917004893 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

