



### Descripción del artículo

Número de pedido	80.1363
Descripción del artículo	Hisopo, con tubo adjunto, Gel Amies, (LxØ): 175 x 12 mm, material de la varilla: Aluminio, longitud de la varilla: 133 mm, material de la torunda: viscosa, estéril, 1 unidades/blíster

### Características del producto

Tipo de cierre	tapón a presión
Versión	con tubo adjunto
Tipo de medio	Gel Amies

### Dimensiones

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	175 mm
Longitud incluido el tapón	175 mm
Longitud sin tapón	155 mm
Longitud con tapón y émbolo	164 mm
Longitud de la varilla	133 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Material de cierre	Poliétileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	naranja
Material de la torunda	viscosa
Material de la varilla	Aluminio

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Ficha de seguridad	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	11500
Profundidad de la caja	520 mm
Ancho de la caja	450 mm
Altura de la caja	220 mm
Volumen de la caja	0.0515 cbm
Peso del producto	0.0111 kg
Peso de la caja	6.5 kg
EAN de la caja interna	4038917086349
EAN de la caja	4038917004909

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

