



Descripción del artículo

Número de pedido	82.1472.001
Descripción del artículo	Placa de Petri, (ØxAI): 92 x 16 mm, material: PS, transparente, sin relieves de aireación, estéril, 20 unidades/bolsa tubular

Características del producto

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Distanciadores de aireación	no

Dimensiones

Volumen máx.	80 ml
Diámetro	92 mm
Altura del producto	16 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Libre de látex	sí
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	480
Tipo de embalaje	bolsa tubular
unidades / caja interna	480
unidades / caja	480
unidades / pallet	9600
Profundidad de la caja	584 mm
Ancho de la caja	387 mm
Altura de la caja	350 mm
Volumen de la caja	0.0791 cbm
Peso del producto	0.0168 kg
Peso de la caja	9.19 kg
EAN de la caja interna	4038917129312
EAN de la caja	4038917022118

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

