



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	82.1472.001
Descripción del artículo	Placa de Petri, (ØxAI): 92 x 16 mm, material: PS, transparente, sin relieves de aireación, estéril, 20 unidades/bolsa tubular

### **Características del producto**

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Distanciadores de aireación	no

### **Dimensiones**

Volumen máx.	80 ml
Diámetro	92 mm
Altura del producto	16 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Libre de látex	sí
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	480
Tipo de embalaje	bolsa tubular
unidades / caja interna	480
unidades / caja	480
unidades / pallet	9600
Profundidad de la caja	584 mm
Ancho de la caja	387 mm
Altura de la caja	360 mm
Volumen de la caja	0.0814 cbm
Peso del producto	0.0168 kg
Peso de la caja	9.19 kg
EAN de la caja interna	4038917129312
EAN de la caja	4038917022118

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

