



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	82.1472
Descripción del artículo	Placa de Petri, (ØxAI): 92 x 16 mm, material: PS, transparente, sin relieves de aireación, 20 unidades/bolsa tubular

### **Características del producto**

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Distanciadores de aireación	no

### **Dimensiones**

Volumen máx.	80 ml
Diámetro	92 mm
Altura del producto	16 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Especificaciones del producto**  
**Placa de Petri, 92 x 16 mm, transparente, sin  
relieves de aireación**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Libre de látex sí  
Ficha de seguridad no  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 480  
Tipo de embalaje bolsa tubular  
unidades / caja interna 480  
unidades / caja 480  
unidades / pallet 9600  
Profundidad de la caja 584 mm  
Ancho de la caja 387 mm  
Altura de la caja 360 mm  
Volumen de la caja 0.0814 cbm  
Peso del producto 0.0168 kg  
Peso de la caja 9.18 kg  
EAN de la caja interna 4038917086721  
EAN de la caja 4038917005258

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2022-10-06

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**