




Descripción del artículo

Número de pedido	82.1473
Descripción del artículo	Placa de Petri, (ØxAI): 92 x 16 mm, material: PS, transparente, con relieves de aireación, 20 unidades/bolsa tubular

Características del producto

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Distanciadores de aireación	sí

Dimensiones

Volumen máx.	80 ml
Diámetro	92 mm
Altura del producto	16 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.





Especificaciones del producto
**Placa de Petri, 92 x 16 mm, transparente, con
relieves de aireación**

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Libre de látex	sí
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	480
Tipo de embalaje	bolsa tubular
unidades / caja interna	480
unidades / caja	480
unidades / pallet	9600
Profundidad de la caja	584 mm
Ancho de la caja	387 mm
Altura de la caja	360 mm
Volumen de la caja	0.0814 cbm
Peso del producto	0.0156 kg
Peso de la caja	8.61 kg
EAN de la caja interna	4038917086738
EAN de la caja	4038917005265

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

