



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	82.9923.422
Descripción del artículo	Placa de Petri, (LxAnxAI): 100 x 100 x 20 mm, material: PS, transparente, sin relieves de aireación, estéril, 4 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Distanciadores de aireación	no

### **Dimensiones**

Volumen máx.	175 ml
Ancho del producto	100 mm
Altura del producto	20 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Libre de látex	sí
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	160
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	4
unidades / caja	160
unidades / pallet	4800
Volumen de la caja	0,0577 cbm
Peso del producto	0,0343 kg
Peso de la caja	6,35 kg
EAN de la caja interna	4038917154178
EAN de la caja	4038917027854

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

