



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	93.894
Descripción del artículo	Gradilla, material: PC, transparente, dimensión modular: 6 x 3, (LxAnxAl): 137 x 70 x 40 mm, para 18 recipientes, adecuada para microtubo roscado, 1 unidades/caja interior

### **Características del producto**

Indicado para	microtubo roscado
Capacidad de almacenamiento	18
Formato	6 x 3
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Ancho del producto	70 mm
Altura del producto	40 mm
Longitud del producto	137 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja interior
unidades / caja interna	1
unidades / caja	36
unidades / pallet	2376
Profundidad caja interior	72 mm
Ancho de la caja interior	42 mm
Altura de la caja interior	138 mm
Profundidad de la caja	438 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0,0182 cbm
Peso del producto	0,1069 kg
Peso de la caja	4,91 kg
EAN de la caja interna	4038917084505
EAN de la caja	4038917003315

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

