



### Descripción del artículo

Número de pedido	65.109
Descripción del artículo	Tapón a presión, neutro, adecuada para tubo de ensayo de Ø 10,8 mm, con lazo, 1.000 unidades/bolsa

### Características del producto

Tapón	tapón sujeto
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	tubo de ensayo de Ø 10,8 mm

### Material y colores

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	neutro

### Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	640000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0255 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	3.69 kg
EAN de la caja interna	4038917080873
EAN de la caja	4038917000055

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

