



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.3716
Descripción del artículo	Tapón de rosca, neutro, adecuada para microtubo roscado, para llenado automático de microtubos roscados y adaptación para analizadores, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	tapón de membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	microtubo roscado

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)
Material de la membrana	goma

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	648000
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.0004 kg
Peso de la caja	0.95 kg
EAN de la caja interna	4038917160193
EAN de la caja	4038917160186

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

