



Descripción del artículo

Número de pedido	65.710
Descripción del artículo	Tapón de rosca, neutro, adecuada para microtubo roscado 72.733.201, para la limitación del volumen a 100 µl, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	microtubo roscado 72.733.201

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	neutro

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	220000
Profundidad de la caja	568 mm
Ancho de la caja	348 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0306 cbm
Peso del producto	0.0006 kg
Peso de la caja	3.44 kg
EAN de la caja interna	4038917083607
EAN de la caja	4038917080293

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

