



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.712
Descripción del artículo	Tapón de rosca, neutro, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	tapón sujeto
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	microtubo roscado

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	330000
Profundidad de la caja	438 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0182 cbm
Peso del producto	0.0004 kg
Peso de la caja	2.51 kg
EAN de la caja interna	4038917083614
EAN de la caja	4038917002516

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

