



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.716.001
Descripción del artículo	Tapón de rosca, azul, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	microtubo roscado

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	azul
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Pureza y certificación**

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	10000
unidades / pallet	660000
Profundidad de la caja	438 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0182 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	3.52 kg
EAN de la caja interna	4038917118545
EAN de la caja	4038917016193

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

