

Especificaciones del producto Tapón de rosca, amarillo, adecuada para microtubo roscado

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 65.716.002

Descripción del artículo Tapón de rosca, amarillo, adecuada para microtubo

roscado, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón tapón plano
Tipo de cierre tapón de rosca
Indicado para microtubo roscado


Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Color del producto amarillo

Material de la junta tórica Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.





Especificaciones del producto Tapón de rosca, amarillo, adecuada para microtubo roscado

Pureza y certificación

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 10000 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 500 unidades / caja 10000 unidades / pallet 660000 Profundidad de la caja 438 mm Ancho de la caja 268 mm Altura de la caja 155 mm Volumen de la caja 0.0182 cbm Peso del producto 0.0003 kg Peso de la caja 3.52 kg

EAN de la caja interna 4038917118552 EAN de la caja 4038917016209

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

