



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.716.301
Descripción del artículo	Tapón de rosca, azul, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	microtubo roscado

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	azul
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tapón de rosca, azul, adecuada para microtubo  
roscado**

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Con lotes	sí

**Presentación**

Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	10000
unidades / pallet	720000
EAN de la caja interna	4038917925587
EAN de la caja	4038917925594

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

