



Descripción del artículo

Número de pedido	65.716.305
Descripción del artículo	Tapón de rosca, verde, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	microtubo roscado

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	verde
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
**Tapón de rosca, verde, adecuada para microtubo
roscado**

Página 2

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	10000
unidades / pallet	720000
EAN de la caja interna	4038917925464
EAN de la caja	4038917925471

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-07

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT