



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.716.309
Descripción del artículo	Tapón de rosca, marrón, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	microtubo roscado

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	marrón
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tapón de rosca, marrón, adecuada para**  
**microtubo roscado**

**Página 2**

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Con lotes	sí

**Presentación**

Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	10000
unidades / pallet	720000
EAN de la caja interna	4038917925303
EAN de la caja	4038917925310

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-12-13

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**