

Especificaciones del producto Tapón de rosca, marrón, adecuada para microtubo roscado

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 65.716.309

Descripción del artículo Tapón de rosca, marrón, adecuada para microtubo roscado,

500 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón tapón plano Tipo de cierre tapón de rosca Indicado para microtubo roscado

Material y colores


Material del producto Polipropileno (PP)

Color del producto marrón

Caucho de etileno propileno dieno (EPDM) Material de la junta tórica

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

válido sin la firma.







Especificaciones del producto Tapón de rosca, marrón, adecuada para microtubo roscado

Página 2

Pureza y certificación

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 500 unidades / caja 10000 unidades / pallet 720000

EAN de la caja interna 4038917925303 EAN de la caja 4038917925310

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

