



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 65.716.310 |
| Descripción del artículo | Tapón de rosca, blanco, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|----------------|-------------------|
| Tapón | tapón plano |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Indicado para | microtubo roscado |

Material y colores

| | |
|-----------------------------|--|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | blanco |
| Material de la junta tórica | Caucho de etileno propileno dieno (EPDM) |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Categoría de producto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificación CE | CE |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 500 |
| unidades / caja | 10000 |
| unidades / pallet | 720000 |
| EAN de la caja interna | 4038917925266 |
| EAN de la caja | 4038917925273 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

