



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.716.323
Descripción del artículo	Tapón de rosca, rojo, estéril, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa doble

### **Características del producto**

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	microtubo roscado

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	rojo
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

**Presentación**

Tipo de embalaje	bolsa doble
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	540000
Profundidad de la caja	351 mm
Ancho de la caja	280 mm
Altura de la caja	138 mm
Volumen de la caja	0.0136 cbm
Peso de la caja	2.05 kg
EAN de la caja interna	4038917923415
EAN de la caja	4038917923422

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

