



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 65.716.326 |
| Descripción del artículo | Tapón de rosca, naranja, estéril, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa doble |

Características del producto

| | |
|----------------|-------------------|
| Tapón | tapón plano |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Indicado para | microtubo roscado |

Material y colores

| | |
|-----------------------------|--|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | naranja |
| Material de la junta tórica | Caucho de etileno propileno dieno (EPDM) |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Categoría de producto | Diagnóstico in vitro (IVD) |
| Certificación CE | CE - Declaración del fabricante |
| Estándar de pureza | estéril |
| Esterilización | Irradiación con electrones |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Tipo de embalaje | bolsa doble |
| unidades / caja interna | 500 |
| unidades / caja | 5000 |
| unidades / pallet | 540000 |
| Profundidad de la caja | 351 mm |
| Ancho de la caja | 280 mm |
| Altura de la caja | 138 mm |
| Volumen de la caja | 0.0136 cbm |
| Peso de la caja | 2.05 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917923507 |
| EAN de la caja | 4038917923514 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

