



Descripción del artículo

Número de pedido	65.716.330
Descripción del artículo	Tapón de rosca, blanco, estéril, adecuada para microtubo roscado, 500 unidades/bolsa doble

Características del producto

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	microtubo roscado

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	blanco
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Tapón de rosca, blanco, estéril, adecuada para
microtubo roscado

Página 2

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Tipo de embalaje	bolsa doble
unidades / caja interna	500
unidades / caja	5000
unidades / pallet	540000
Profundidad de la caja	351 mm
Ancho de la caja	280 mm
Altura de la caja	138 mm
Volumen de la caja	0.0136 cbm
Peso de la caja	2.05 kg
EAN de la caja interna	4038917923620
EAN de la caja	4038917923637

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-10-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT