



Descripción del artículo

Número de pedido	65.716.999
Descripción del artículo	Tapón de rosca, mix de colores, adecuada para microtubo roscado, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	microtubo roscado

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	mix de colores
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	10000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	640000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0255 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	3.73 kg
EAN de la caja interna	4038917119078
EAN de la caja	4038917016421

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

